



## Uniwersalne uchwyty naścienne na pipety - 2-miejscowe



Uchwyty na pipety automatyczne do mocowania na ścianie pozwalają na zaoszczędzenie miejsca na stole roboczym. Mieszczą po dwie pipety różnych producentów. Różne kolory pozwalają na kodowanie kolorystyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	L-1779	Uniwersalne uchwyty naścienne na pipety - 2-miejscowe	2 szt.

### Opis

Uniwersalne uchwyty naścienne do pipet firmy Heathrow Scientific są wyposażone w dwa wsporniki do montażu na ścianie, mieszczą dwie pipety różnych typów. Umożliwiają kodowanie kolorystyczne pipet, ponieważ górne i dolne części są dostarczane w różnych kolorach.

Wkładki w górnych segmentach można dodawać lub usuwać w celu dopasowania do różnych szerokości pipet. Jednoręczne wyjmowanie lub wymiana pipet jest łatwiejsza dzięki unikalnej konstrukcji segmentów. Dostawa obejmuje uchwyty trakcyjne, które pomagają wyśrodkować i utrzymać pipety w pozycji pionowej, co pomaga wyeliminować potencjalne zanieczyszczenie.

#### Cechy charakterystyczne:

- pasują praktycznie do wszystkich pipet automatycznych – idealne do laboratoriów, które nie chcą być związane z konkretną marką pipety lub mają już w użyciu wiele marek,
- przechowują po 2 jednokanałowe lub 2 wielokanałowe pipety, lub kombinację obu,
- pipety są trzymane w pozycji pionowej, aby zapobiec zanieczyszczeniu,
- wkładki w górnych uchwytach można dodawać lub usuwać w celu dopasowania do różnych szerokości pipet,
- urządzenie nie nadaje się do sterylizacji w autoklawie, ale można je czyścić mydłem / wodą lub zwykłymi laboratoryjnymi środkami dezynfekującymi,
- wykonane z ABS.

#### Każde opakowanie zawiera:

- górne uchwyty w kolorach: 2 niebieskie, 2 zielone, 1 fioletowy, 1 żółty,
- dolne uchwyty w kolorach: 2 niebieskie, 2 zielone, 2 przezroczyste.