



Probówki reakcyjne bez podziałki



Simport

Wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym. Posiadają szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Szt./Op.
	7-4521	Probówki reakcyjne z gwintem, bez podziałki	1,5 ml	samostojące	1000 szt.
	7-4522	Probówki reakcyjne z gwintem, bez podziałki	1,5 ml	stożkowodenne	1000 szt.

Opis

Wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym. Posiadają szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

Wymiary: wys. 44 mm, średnica 11 mm.

Zakrętki należy zamawiać osobno: Nr-art. [7-4530](#) i kolejne lub nr-art. [7-4540](#) i kolejne.