





Probówki reakcyjne z gwintem

Przeźroczyste probówki reakcyjne wykonane z PP. Odznaczają się równomierną grubością ścianki. Pasujące zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym dostępne w 8 różnych kolorach. Lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwia jej otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach. Pierścień O-Ring wykonany z EPR (guma etylo-propylenowa) zapewnia bezpieczne zamknięcie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Szt./Op.
	1-6186	Probówki reakcyjne	1,5 ml	stożkowodenne	500 szt.
	1-6189	Probówki reakcyjne	1,5 ml	samostojące	500 szt.

Opis

Przeźroczyste probówki reakcyjne wykonane z PP. Odznaczają się równomierną grubością ścianki. Pasujące zakrętki gwintowane z pierścieniem uszczelniającym dostępne w 8 różnych kolorach. Lekko rowkowany brzeg zakrętki ułatwia jej otwieranie i zamykanie podczas pracy w rękawiczkach. Pierścień O-Ring wykonany z EPR (guma etylo-propylenowa) zapewnia bezpieczne zamknięcie. Opakowanie zawiera 500 sztuk. **Zakrętki z pierścieniem uszczelniającym należy zamawiać osobno**, Nr-Art.: [1-6191](#), [1-6192](#), [1-6193](#), [1-6194](#), [1-6195](#), [1-6196](#), [1-6197](#), [1-6198](#).