




## Probówki stożkowe, pojemność 1,5 ml

Przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Wykonane z polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Boczne pole do opisu ułatwia identyfikację próbek. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710006	Probówki stożkowe, poj. 1,5 ml	bursztynowe	500 szt.

### Opis

Przeznaczone do próbek wrażliwych na światło. Wykonane z polipropylenu. Odznaczają się gładką, jednolitą powierzchnią wewnętrzną. Z możliwością autoklawowania. Nadają się do przechowywania w niskich temperaturach oraz w fazie gazowej ciekłego azotu. Mogą być również wirowane do 20.000 x g. Boczne pole do opisu ułatwia identyfikację próbek. Wolne od DNaz i RNaz.

Probówki stożkowe, poj. 1,5 ml.

**Opakowanie:** zawiera 500 sztuk, bez nakrętek gwintowanych.