



Worki na odpady biologiczne Biohazard - bardzo mocne



Bardzo mocne czerwone worki z PP do sterylizacji odpadów biologicznych w autoklawie. Wytrzymują temperaturę do 135°C. Wyposażone we wskaźnik przebiegu sterylizacji oraz napisy ostrzegawcze w 4 językach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Wymiary	Grubość	Temperatura sterylizacji	Kolor	Szt./Op.
	L-0481	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne - bardzo mocne	PP	15 l	360 x 480 mm	50 µm		czerwone	200 szt.
	L-0482	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne - bardzo mocne	PP	34 l	480 x 580 mm	50 µm		czerwone	200 szt.
	L-0483	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne - bardzo mocne	PP	45 l	640 x 890 mm	50 µm		czerwone	200 szt.
	L-0484	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne - bardzo mocne	PP	113 l	790 x 960 mm	50 µm		czerwone	200 szt.
	L-0485	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne - bardzo mocne	PP	189 l	940 x 1220 mm	50 µm		czerwone	100 szt.

Opis

Bardzo mocne worki na odpady biologiczne z nadrukowanym oznakowaniem „BIOHAZARD”. Wykonane z czerwonego polipropylenu. **Ścianki o grubości 50 µm** zapewniają ochronę przed rozdarciami i wyciekami. Wyposażone w oznaczenia o niebezpieczeństwie biologicznym i instrukcję zachowania ostrożności w 4 językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Worki mogą być autoklawowane w temperaturze do 135°C. **Posiadają wskaźnik poziomu sterylizacji**, ciemniejący w trakcie sterylizacji w autoklawie, który pozwala na łatwe odróżnienie odpadów przed i po autoklawowaniu.

Najważniejsze cechy worków:

- maksymalna ochrona przed rozdarciami i wyciekami,
- grubość warstwy: 50 µm,
- materiał: polipropylen (PP),
- kolor: czerwony,
- nadruk: standardowe oznaczenia niebezpieczeństwa biologicznego i instrukcja zachowania

- ostrożności w 4 językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim,
- wskaźnik poziomu sterylizacji, który ciemnieje, gdy worek jest autoklawowany,
 - możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 135°C.