



## Worki na odpady biologiczne Biohazard



Worki na odpady niebezpieczne z oznaczeniem „BIOHAZARD”. Autoklawowalne w temperaturze do 135°C. Wykonane z czerwonego polipropylenu (PP) o grubości 38 µm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Wymiary	Grubość	Temperatura sterylizacji	Kolor	Szt./Op.
	L-0471	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	360 x 480 mm	38 µm	135°C	czerwone	200 szt.
	L-0472	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	480 x 580 mm	38 µm	135°C	czerwone	200 szt.
	L-0473	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	640 x 890 mm	38 µm	135°C	czerwone	200 szt.
	L-0474	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	790 x 960 mm	38 µm	135°C	czerwone	200 szt.
	L-0475	Worki na odpady Biohazard - autoklawowalne	PP	970 x 1220 mm	38 µm	135°C	czerwone	100 szt.

### Opis

Czerwone worki na odpady z nadrukiem „BIOHAZARD” oraz instrukcją bezpieczeństwa w 4 językach. Ścianki o grubości 38 µm wykonane z polipropylenu stanowią skuteczną barierę dla substancji niebezpiecznych. Dodatkowo producent wyposażył produkt we **wskaźnik sterylizacji** ciemniejący pod wpływem temperatury. Autoklawowalne w temperaturze do 135°C. Pakowane po 200 sztuk (największy rozmiar po 100 sztuk).

#### Najważniejsze cechy worków:

- grubość warstwy: 38 µm,
- materiał: polipropylen (PP),
- kolor: czerwony,
- nadruk: standardowe oznaczenia niebezpieczeństwa biologicznego i instrukcja zachowania ostrożności w 4 językach: angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim,
- wskaźnik poziomu sterylizacji, który ciemnieje, gdy worek jest autoklawowany,
- możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 135°C.