




## Probówki typu Eppendorf - poj. 2,0 ml



Probówki z polipropylenu. Z płaskim korkiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-2281	Probówki typu Eppendorf	PP	2,0 ml	worek	1000 szt.

### Opis

Probówki z polipropylenu. Z płaskim korkiem.

**Maksymalne obroty:** 15000 rpm.

**Pojemność:** 2,0 ml.