




Probówki typu Eppendorf, 2,0 ml

Probówki z polipropylenu. Z płaskim korkiem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Szt./Op.
	B-2281	Probówki typu Eppendorf okrągłodenne, z płaskim korkiem poj. 2,0 ml, ze znacznikiem: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 ml	PP	1000 szt.

Opis

Probówki z polipropylenu. Z płaskim korkiem.

Maksymalne obroty: 15000 rpm.

Pojemność: 2,0 ml.