



## Zestaw homogenizatorów tkankowych

**WHEATON**<sup>®</sup>

Zestaw ręcznych homogenizatorów tkankowych amerykańskiej firmy Wheaton, zapakowanych w praktycznej walizce z tworzywa sztucznego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Pojemność	Tłuczek	W zestawie
	9-0970	Zestaw homogenizatorów tkankowych Wheaton	w walizce	-	-	15 elementów
	9-0900	Homogenizatory tkankowe Wheaton	z zakrętką wyposażoną w uszczelkę silikonową	0,5 ml	teflon	2 szt.
	9-0971	Homogenizatory tkankowe Wheaton	Tenbroeck	1,0 ml	szkło	2 szt.
	9-0972	Homogenizatory tkankowe Wheaton	Dounce	1,0 ml	szkło	2 szt.
	9-0973	Zestaw homogenizatorów tkankowych Wheaton	Potter-Elvehjem	2,0 ml	teflon	2 szt.

### Opis

Zestaw ręcznych homogenizatorów tkankowych amerykańskiej firmy Wheaton, zapakowanych w praktycznej walizce z tworzywa sztucznego.

Zestaw 15-częściowy zawiera następujące elementy:

- tłuczek szklany - 0,1 ml (Nr-Art. 9-0905),
- tłuczek szklany - 0,2 ml z pierścieniem teflonowym (Nr-Art. 9-0906),
- tłuczek ze stali szlachetnej z końcówką teflonową - 0,5 ml, z zakrętką (Nr-Art. 9-0900),
- tłuczek szklany Tenbroek - 1 ml (Nr-Art. 9-0971),
- tłuczek szklany Dounce - 1 ml (Nr-Art. 9-0972),
- tłuczek teflonowy - 1 ml, stożkowy (Nr-Art. 9-0950),
- tłuczek teflonowy Potter-Elvehjem - 2 ml (Nr-Art. 9-0973).

Modele 9-0900, 9-0950, 9-0973 wykonane są ze stali szlachetnej i posiadają końcówkę z teflonu<sup>®</sup> (PTFE). Natomiast pozostałe są wykonane są ze szkła borokrzemowego Wheaton 33 zgodnie z wymogami USP Type I i ASTM E-438 Type I, Class A.

Powierzchnia szklana umożliwi homogenizację komórek tkanki łącznej. Z kolei modele z powierzchnią teflonową nadają się szczególnie do tkanek miękkich. Ręczny homogenizator Nr-Art. 9-0900 dostarczany jest w zestawie z zakrętką o śr. 13 mm i

nadaje się do ekstrakcji, rozdzielania lub oczyszczania próbek.

Wszystkie homogenizatory są autoklawowalne.