



## Woreczki BagFilter<sup>®</sup>

interscience

Woreczki BagFilter<sup>®</sup> znacznie zmniejszają ilość czasu potrzebną do przeprowadzenia analizy. Z filtrem bocznym tworzącym przestrzeń, w której zbiera się próbka odfiltrowana z zawiesin. Próbka ta może być pobrana pipetą. Sterylizowane promieniami gamma. Odznaczają się wysoką odpornością. Wersja P- do pipetowania, wersja S- do wylewania zawartości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Wymiary	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1090	Sterylny woreczki BagFilter <sup>®</sup> 400P	400 ml	190 x 300 mm	500 szt.	111-425
	K-1092	Sterylny woreczki BagFilter <sup>®</sup> 400S	400 ml	190 x 300 mm	500 szt.	112-425
	K-1075	Sterylny woreczki BagFilter <sup>®</sup> Pull Up 400	400 ml	190 x 300 mm	500 szt.	111-625
	K-1095	Sterylny woreczki BagFilter <sup>®</sup> 3500P	3500 ml	380 x 600 mm	100 szt.	113-510

### Opis

Worki z filtrem bocznym do homogenizacji i automatycznej filtracji próbek. Te sterylne woreczki są wyposażone w filtr boczny, który tworzy specjalną kieszeń ułatwiającą pipetowanie lub zlewanie próbek. Wszystkie woreczki BagFilter są dopuszczone do kontaktu z żywnością i pasują do każdego homogenizatora. Worki BagFilter mają specjalny filtr z włókniny, który pomaga oddzielać zawiesinę kolonii bakteryjnych od reszty próbki. Ułatwia to użytkownikowi identyfikację i zliczenie ilości kolonii bakteryjnych. Woreczki BagFilter cechują się dużą wytrzymałością dzięki zastosowaniu wielowarstwowej, wzmocnionej budowy typu Multilayer. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie jednego worka do homogenizacji, filtracji i pipetowania.

Woreczki BagFilter<sup>®</sup> znacznie zmniejszają ilość czasu potrzebną do przeprowadzenia analizy.

Worki BagFilter dostępne są w trzech odmianach:

- **BagFilter<sup>®</sup> P** – są to woreczki przeznaczone do pipetowania. Dostępne są w różnych objętościach. Porowatość filtra < 250 µm
- **BagFilter<sup>®</sup> S** – idealne do zlewania z kanałem umożliwiającym zatrzymanie cząsteczek, dostępny w pojemności 400 ml. Porowatość filtra < 250 µm
- **BagFilter Pull-Up<sup>®</sup>** -przeznaczone do pipetowania małych objętości < 1000 µl. Dostępne w wersji 400 ml. Porowatość filtra < 50 µm

[BagSeal Regular](#) - zgrzewarkę do worków BagFilter należy zamawiać osobno.

[Więcej informacji na temat worków i innych produktów firmy Interscience - kliknij.](#)