



## Stojaki BagRack<sup>®</sup> na worki do stomacherów

interscience

Stojaki BagRack<sup>®</sup> wykonane są ze stali nierdzewnej. Mogą być ustawiane piętrowo i autoklawowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do worków	Liczba miejsc	Nr producenta
	K-1111	Stojak BagRack <sup>®</sup> 80/100	80/100 ml	11 miejsc	221-010
	K-1112	Stojak BagRack <sup>®</sup> 400	400 ml	10 miejsc	221-040
	K-1113	Stojak BagRack <sup>®</sup> 3500-4	3500 ml	4 miejsca	221-350
	K-1101	Stojak BagRack <sup>®</sup> 3500-2	3500 ml	2 miejsca	221-352

### Opis

Stojaki BagRack<sup>®</sup> na worki umożliwiają czyste i uporządkowane przechowywanie worków. Statywy mogą być ustawiane piętrowo co pozwala na zaoszczędzenie miejsca na blacie roboczym. Każdy stojak BagRack<sup>®</sup> jest wykonany ze stali nierdzewnej, dlatego cechuje go wysoka wytrzymałość i możliwość autoklawowania. Ponieważ stojaki na torebki BagRack<sup>®</sup> są dostępne w kilku wariantach do wyboru, można je dobrać do wykorzystywanego modelu worków. Aby zapobiegać przypadkowemu zanieczyszczeniu blatów polecamy zaopatrzenie się w specjalnie zaprojektowane, praktyczne tace ociekowe.

Dostępne dla worków w rozmiarach: 80 ml, 100 ml, 400 ml, 3500 ml.