



## Kolorowe korki z PE do probówek

Kolorowe korki wykonane z polietylenu. Do zatykania probówek o śr. zewnętrznej 12 lub 16 mm. Różne kolory pozwalają na szybką identyfikację próbki. Korki zapewniają doskonałą szczelność i są optymalnie dopasowane. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Średnica	Szt./Op.
	1-2076	Korki kolorowe	białe	12 mm	100 szt.
	1-2077	Korki kolorowe	czerwone	12 mm	100 szt.
	1-2078	Korki kolorowe	zielone	12 mm	100 szt.
	1-2079	Korki kolorowe	żółte	12 mm	100 szt.
	1-2080	Korki kolorowe	niebieskie	12 mm	100 szt.
	B-7760	Korki kolorowe	bezbbarwne	16 mm	100 szt.
	B-7761	Korki kolorowe	niebieskie	16 mm	100 szt.
	B-7762	Korki kolorowe	czerwone	16 mm	100 szt.
	B-7763	Korki kolorowe	żółte	16 mm	100 szt.
	B-7764	Korki kolorowe	zielone	16 mm	100 szt.

### Opis

Kolorowe korki wykonane z polietylenu. Do zatykania probówek o śr. zewnętrznej 12 lub 16 mm. Różne kolory pozwalają na szybką identyfikację próbki. Korki zapewniają doskonałą szczelność i są optymalnie dopasowane. Opakowanie zawiera 100 sztuk.

**Zakres temp. stosowania:** od -50°C do +100°C.