



**Probówki neoScrew-Microtubes, sterylne, bez podziałki, z zakrętką**



**Simport**

Sterylnie probówki reakcyjne wykonane z PP. Z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę O-Ring, która zapewnia wyjątkowo szczelne zamknięcie. Idealne do prac w niskich temperaturach. Probówki samostojące posiadają pierścień na dnie. Bez podziałki. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Szt./Op.
	7-4578	Probówki neoScrew-Microtubes, sterylne, bez podziałki	2,0 ml	samostojące	500 szt.
	7-4579	Probówki neoScrew-Microtubes, sterylne, bez podziałki	2,0 ml	stożkowodenne	500 szt.

**Opis**

Sterylnie probówki reakcyjne wykonane z PP. Z zakrętką wyposażoną w wysokiej jakości uszczelkę O-Ring, która zapewnia wyjątkowo szczelne zamknięcie. Idealne do prac w niskich temperaturach. Probówki samostojące posiadają pierścień na dnie. Bez podziałki. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

**Wysokość:** 44 mm.

**Średnica:** 11 mm.

Zapakowane sterylnie w 10 workach po 50 sztuk.