




## Łopatki szklane do mieszania



Łopatki do mieszania wykonane ze szkła borokrzemowego. Do optymalnego przygotowywania próbek. Masywne. Wykonane w jednej części. Doskonała jakość.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Szt./Op.
	3-1098	Łopatki szklane do mieszania	100 mm	10 szt.

### Opis

Łopatki do mieszania wykonane ze szkła borokrzemowego. Do optymalnego przygotowywania próbek. Masywne. Wykonane w jednej części. Doskonała jakość.

**Wymiary łopatki:** 6 x 4 mm.

**Długość całkowita:** 100 mm.

**Opakowanie:** 10 sztuk.