



## Probówki reakcyjne z podziałką



**Simport**

Wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym. Z podziałką. Posiadają szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Szt./Op.
	7-4528	Probówki reakcyjne z gwintem, z podziałką	2,0 ml	samostojące	1000 szt.
	7-4529	Probówki reakcyjne z gwintem, z podziałką	2,0 ml	stożkowodenne	1000 szt.

### Opis

Wykonane z polipropylenu w kolorze naturalnym. Z podziałką. Posiadają szczelnie zamykający gwint. Probówki samostojące są wyposażone w pierścień na dnie. Autoklawowalne. Odporne na temperatury od -196°C do +121°C. Przystosowane do przechowywania tylko w fazie gazowej azotu. Z możliwością wirowania, maks. RZB 17000 g.

**Wymiary:** wys. 44 mm, średnica 11 mm.

**Zakrętki należy zamawiać osobno:** [Nr-Art. 7-4530 i kolejne](#) lub [Nr-Art. 7-4540 i kolejne](#).