
















## Korki medyczne

Korki przeznaczone do naczyń o różnych średnicach. Zwężane ku dołowi, co sprawia, że dają się łatwo włożyć i usunąć.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wysokość	Górna średnica	Dolna średnica	Szt./Op.
	2-4500	Korki medyczne	16 mm	6 mm	3 mm	100 szt.
	2-4501	Korki medyczne	16 mm	8 mm	5 mm	100 szt.
	2-4502	Korki medyczne	17 mm	9 mm	5 mm	100 szt.
	2-4503	Korki medyczne	20 mm	11 mm	8 mm	100 szt.
	2-4504	Korki medyczne	22 mm	13 mm	10 mm	100 szt.
	2-4505	Korki medyczne	22 mm	14 mm	11 mm	100 szt.
	2-4506	Korki medyczne	22 mm	16 mm	13 mm	100 szt.
	2-4507	Korki medyczne	22 mm	18 mm	15 mm	100 szt.
	2-4508	Korki medyczne	26 mm	20 mm	17 mm	50 szt.
	2-4509	Korki medyczne	26 mm	22 mm	18 mm	50 szt.
	2-4510	Korki medyczne	27 mm	30 mm	26 mm	50 szt.
	2-4511	Korki medyczne	27 mm	36 mm	32 mm	20 szt.
	2-4512	Korki medyczne	27 mm	40 mm	36 mm	20 szt.

### Opis

Korki przeznaczone do naczyń o różnych średnicach. Zwężane ku dołowi, co sprawia, że dają się łatwo włożyć i usunąć.