




## Probówki reakcyjne Low Binding, pojemność 2,0 ml

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z podziałką co 0,5 ml i zatrzaskiwanym zamknięciem. Z boku i na płaskiej pokrywce pole do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

| Miniatura   | Nr-art.  | Nazwa                          | Pojemność | Kolor                  | Pakowane           |
|---|----------|--------------------------------|-----------|------------------------|--------------------|
|  | A-710280 | Probówki reakcyjne Low Binding | 2,0 ml    | bezbarwny polipropylen | w worku (250 szt.) |

### Opis

Wykonane z bezbarwnego polipropylenu. Z podziałką co 0,5 ml i zatrzaskiwanym zamknięciem. Z boku i na płaskiej pokrywce pole do opisu. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (250 sztuk).