



Probówki Eppendorf Conical Tubes[®] - 25 ml - z zakrętką

eppendorf

Praktyczne probówki firmy Eppendorf o pojemności 25 ml. Zakręcane. Zapewniają oszczędność miejsca potrzebnego do przechowywania nawet o 20%. Dzięki średnicy typowej dla probówek 50 ml pasują do standardowych elementów wyposażenia laboratorium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Kolor	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-0726	Probówki wirówkowe Eppendorf	zakrętka plastikowa	przezroczyste	25 ml	Eppendorf Quality	0030-122-410	4 x 50 szt.	200 szt.
	K-0727	Probówki wirówkowe Eppendorf	zakrętka plastikowa	przezroczyste	25 ml	PCR Clean	0030-122-429	4 x 50 szt.	200 szt.
	K-0728	Probówki wirówkowe Eppendorf	zakrętka plastikowa	przezroczyste	25 ml	sterylne	0030-122-437	8 x 25 szt.	200 szt.
	K-0738	Probówki wirówkowe Eppendorf	zakrętka plastikowa	bursztynowe	25 ml	sterylne	0030-122-445	8 x 25 szt.	200 szt.
	K-0729	Pakiet startowy Eppendorf Conical Tubes	zakrętka plastikowa	przezroczyste	25 ml	PCR Clean	0030-122-500	4 x 50 szt.	200 szt.

Opis

Probówki o pojemności 25 ml to nowe rozwiązanie firmy Eppendorf umożliwiające pracę na objętościach pomiędzy 15 ml a 50 ml. Mają taką samą średnicę jak typowe probówki 50 ml, dlatego pasują do powszechnie stosowanych akcesoriów do wirowania, mieszania, ogrzewania, przygotowywania próbek i przechowywania. Dzięki mniejszej wysokości wygodniej operuje się przy nich pipetami, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych pomiędzy pipetą i probówką. Każda partia jest indywidualnie testowana i certyfikowana w zakresie jakości i czystości. Zakrętka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwia pracę z probówką i zwiększa ergonomię, umożliwia również stabilne ustawienie w pozycji stojącej i redukuje ryzyko zanieczyszczenia.

Charakterystyka probówek:

- materiał – probówka: polipropylen (surowiec USP klasa 6), zakrętka: polietylen o wysokiej gęstości (HDPE),
- odporne na wirowanie do 17 000 x g oraz na temperatury od -86°C do 100°C,
- dostępne w trzech klasach czystości,
- zajmują o 20% mniej miejsca potrzebnego do przechowania w porównaniu do

- standardowych probówek stożkowych 50 ml,
- wyprodukowane z najwyższej jakości surowca klasy 6 USP, bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo próbki i optymalną widoczność osadu.

W skład pakietu startowego Eppendorf Conical Tubes K-0729 wchodzi: 5 x 40 szt. zakręcanych probówek o poj. 25 ml o stopniu czystości PCR Clean, 4 statywy na 1 probówkę o poj. 25 ml oraz 6 adapterów wirówkowych.