




Statyw na jedną probówkę stożkową 25 ml lub 50 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalny statyw firmy Eppendorf. Przeznaczony na jedną probówkę stożkową o pojemności 25 lub 50 ml. Wykonany z białego polipropylenu (PP). Możliwość autoklawowania. Opakowanie zawiera 4 sztuki.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Na probówki | Nr producenta | Szt./Op. |
|---|---------|-------------------------------|-------------|---------------|----------|
|  | K-0777 | Pojedynczy statyw na probówki | 25/50 ml | 0030-119-860 | 4 szt. |

Opis

Oryginalny statyw firmy Eppendorf. Przeznaczony na jedną probówkę stożkową o pojemności 25 lub 50 ml. Przydatny w codziennej praktyce laboratoryjnej. Pozwala zaoszczędzić miejsce na blacie roboczym. Wykonany z białego polipropylenu (PP), który może być autoklawowany. Opakowanie zawiera 4 sztuki.