













Kriopudełka Eppendorf Storage Boxes

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR


Kriopudełka Eppendorf Storage Boxes to praktyczny system do przechowywania probówek o różnych pojemnościach. Dzięki uniwersalnym wymiarom i dużemu zróżnicowaniu siatek pudełka pasują do większości probówek i pozwalają na optymalne zagospodarowanie miejsca w zamrażarce. Wykonane z PP. Mogą być przechowywane w temp. -86°C. Nadają się również do autoklawowania w temp. 121°C przez 20 min.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Liczba miejsc | Na probówki | Wysokość | Nr producenta | Szt./Op. |
|---|---------|-----------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------|
|  | K-0780 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box | 10 x 10 | 1,0 - 2,0 ml | 53 mm | 0030-140-508 | 3 szt. |
|  | K-0781 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box | 9 x 9 | 1,0 - 2,0 ml | 53 mm | 0030-140-516 | 3 szt. |
|  | K-0782 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box | 9 x 9 | 3,0 ml | 76 mm | 0030-140-540 | 2 szt. |
|  | K-0783 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box | 9 x 9 | 4,0 - 5,0 ml | 102 mm | 0030-140-567 | 2 szt. |
|  | K-0784 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box | 8 x 8 | 1,0 - 2,0 ml | 53 mm | 0030-140-524 | 3 szt. |
|  | K-0785 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box | 5 x 5 | 5,0 ml | 64 mm | 0030-140-532 | 4 szt. |
|  | K-0786 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box | 5 x 5 | 5,0 ml | 76 mm | 0030-140-613 | 2 szt. |
|  | K-0787 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box | 5 x 5 | 15 ml | 127 mm | 0030-140-583 | 2 szt. |
|  | K-0788 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box | 3 x 3 | 25 ml | 89 mm | 0030-140-729 | 2 szt. |
|  | K-0789 | Kriopudełka Eppendorf Storage Box | 3 x 3 | 15/50 ml | 127 mm | 0030-140-591 | 2 szt. |

Opis

System pudełek do przechowywania Eppendorf Storage Boxes pozwala na dobranie optymalnej kombinacji pudełek dostosowanej do własnych potrzeb. Wymiary zewnętrzne (133 mm) są kompatybilne z popularnymi systemami statywów zamrażarkowych, a zróżnicowane warianty siatki wewnętrznej pozwalają idealnie dopasować je do wszystkich typowych formatów probówek: krioprobówek, probówek mikrowirówkowych oraz stożkowych o objętościach 15 i 50 ml, jak też innych naczyń laboratoryjnych.

Wykonane z polipropylenu (PP), który zapewnia wysoką wytrzymałość na zamrażanie, a także wygodne zamykanie i otwieranie. Pudełka Eppendorf Storage Boxes mogą być przechowywane w temp. do -86°C. Nadają się również do autoklawowania w temp. 121°C przez 20 min. Przezroczysta pokrywka i oznakowanie alfanumeryczne miejsc ułatwia identyfikację próbek. Dodatkowo pokrywka wyposażona jest w 5 pól opisowych.

Pudełka na próbki 15 i 50 ml są dodatkowo wyposażone w otwory, które umożliwiają wyrównanie temperatury w czasie zamrażania.