


## Adaptory do probówek Eppendorf 25 ml



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

**Adaptory** do probówek Eppendorf Conical Tubes 25 ml, do rotorów na próbki stożkowe 50 ml. Opakowanie zawiera 6 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0795	Adapter do probówek Eppendorf 25 ml z zakrętką	5820-734-000	6 szt.
	K-0796	Adapter do probówek Eppendorf 25 ml z zatrzaskiem	5820-733-004	6 szt.

### Opis

**Adaptory** do probówek Eppendorf Conical Tubes 25 ml, do rotorów na próbki stożkowe 50 ml. Opakowanie zawiera 6 sztuk.