

Zaciski do probówek Eppendorf o poj. 5,0 ml



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Zaciski do probówek Eppendorf o poj. 5,0 ml. Pozwalają na przechowywanie probówek w temperaturze $\leq 100^{\circ}\text{C}$. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0799	Zaciski do probówek Eppendorf 5,0 ml	0030-119-509	10 szt.

Opis

Zaciski przeznaczone do probówek [Eppendorf Tubes o poj. 5,0 ml](#). Pozwalają dokładnie zamknąć zatrzaskiwane wieczko probówki. Probówki są odporne na temperatury w zakresie od -86°C do **80°C** . Dzięki zastosowaniu zacisków probówki mogą być inkubowane w wyższej temperaturze, tj. nawet $\leq 100^{\circ}\text{C}$. Wykonane z wysokiej jakości przezroczystego polipropylenu. Wolne od plastyfikatorów, biocydów i środków antyadhezyjnych dla uzyskania wiarygodnych wyników badań.