




## Adaptory do probówek Eppendorf 5,0 ml

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Adaptory uniwersalne dla probówek Eppendorf o poj. 5,0 ml. Do rotorów na probówki stożkowe o poj. 15 ml. Opakowanie zawiera 8 sztuk.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa   | Nr producenta | Szt./Op. |
|---|---------|---|---------------|----------|
|  | K-0797  | Adaptory uniwersalne do probówek Eppendorf 5 ml | 5820-732-008  | 8 szt.   |

### Opis

Adaptory uniwersalne. Przeznaczone do probówek Eppendorf o poj. 5,0 ml. Pasują do rotorów na probówki stożkowe o poj. 15 ml. Opakowanie zawiera 8 sztuk.