






## Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - połączone z zatyczkami w pasku - poj. 0,2 ml

125 pasków po 8 probówek w kształcie litery V połączonych z pokrywkami w pasku (**wypukłe pokrywki, jedynie przy Nr-Art. A-711110 płaskie pokrywki**). High Profile. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pokrywka	Kolor	Szt./Op.
	A-710990	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	wypukła	bezbarwne	1 worek (125 pasków probówek i pokrywek)
	A-710998	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	wypukła	różnokolorowe	5 worków (25 pasków probówek i pokrywek)
	A-711110	Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml	płaska	bezbarwne	1 worek (125 pasków probówek i pokrywek)

### Opis

125 pasków po 8 probówek w kształcie litery V połączonych z pokrywkami w pasku (**wypukłe pokrywki, jedynie przy Nr-Art. A-711110 płaskie pokrywki**). High Profile. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (125 pasków 8-stanowiskowych).