



**Probówki do PCR w paskach, 8-stanowiskowe, bez zatyczek - poj. 0,2 ml**



Probówki w 8-stanowiskowych paskach wykonanych z PP. Łatwe do otwierania i zamykania bez użycia dodatkowych narzędzi. Pasek wyposażony jest w niewielki uchwyt, ułatwiający użytkowanie, na jednym z końców. Paski w kolorze białym dają znacząco lepsze rezultaty podczas korzystania z techniki qPCR. Wszystkie oferowane paski są kompatybilne z większością dostępnych na rynku termocyklorów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0361	Probówki w paskach 8-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	przezroczyste	781320	125 szt.
	K-0362	Probówki w paskach 8-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	różowe	781321	125 szt.
	K-0363	Probówki w paskach 8-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	żółte	781322	125 szt.
	K-0364	Probówki w paskach 8-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	zielone	781323	125 szt.
	K-0365	Probówki w paskach 8-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	niebieskie	781324	125 szt.
	K-0366	Probówki w paskach 8-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	białe	781325	125 szt.

**Opis**

Probówki w 8-stanowiskowych paskach wykonanych z PP. Łatwe do otwierania i zamykania bez użycia dodatkowych narzędzi. Pasek wyposażony jest w niewielki uchwyt, ułatwiający użytkowanie, na jednym z końców. Paski w kolorze białym dają znacząco lepsze rezultaty podczas korzystania z techniki qPCR. Wszystkie oferowane paski są kompatybilne z większością dostępnych na rynku termocyklorów. Paski przezroczyste i białe nadają się do wykorzystania w technice Real Time-PCR.

Zatyczki w 8-stanowiskowych paskach pasujące do tych probówek są dostępne pod [nr art. K-0367 i nast.](#)