



Pipety jednokanałowe Transferpette® S Fixed - stała pojemność



Jednokanałowa pipeta tłokowa Transferpette® S Fixed firmy Brand o stałej pojemności to produkt o wysokiej powtarzalności oraz uniwersalnym i ergonomicznym kształcie, który ułatwia przeprowadzanie nawet długich serii pipetowania. Posiada centralny przycisk pipetujący, powodujący płynny ruch tłoka oraz czterocyfrowy wskaźnik pojemności z dobrą widocznością ustawień, gwarantujący najwyższą dokładność. Kod barwny umieszczony na pipecie umożliwia łatwy wybór właściwej końcówki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Pojemność	Kod barwny	Na końcówki	Nr producenta
	K-2111	Pipeta Transferpette® S Fixed	F-10	10 µl	szary	20 µl	705808
	K-2112	Pipeta Transferpette® S Fixed	F-20	20 µl	żółty	200 / 300 µl	705816
	K-2113	Pipeta Transferpette® S Fixed	F-25	25 µl	żółty	200 / 300 µl	705820
	K-2114	Pipeta Transferpette® S Fixed	F-50	50 µl	żółty	200 / 300 µl	705828
	K-2115	Pipeta Transferpette® S Fixed	F-100	100 µl	żółty	200 / 300 µl	705838
	K-2116	Pipeta Transferpette® S Fixed	F-200	200 µl	żółty	200 / 300 µl	705844
	K-2117	Pipeta Transferpette® S Fixed	F-500	500 µl	granatowy	1000 / 1250 µl	705854
	K-2118	Pipeta Transferpette® S Fixed	F-1000	1000 µl	granatowy	1000 / 1250 µl	705862
	K-2119	Pipeta Transferpette® S Fixed	F-2000	2000 µl	czerwony	5000 µl	705864

Opis

Pipeta jednokanałowa Transferpette® S Fixed firmy Brand umożliwia wydajną i ergonomiczną pracę zarówno z małymi jak i dużymi pojemnościami. **Stale nastawienie** dozowanej cieczy jest przydatne zwłaszcza w procesach wymagających dużej **powtarzalności**. Niski opór tłoka i jego centralne usytuowanie zapewniają komfortową pracę, nawet w trakcie długich serii pipetowania. Dodatkowy uchwyt na palec odciąża dłoń i tym samym zapobiega uczuciu zmęczenia przy dłuższym użytkowaniu. Ze względu na doskonałą ergonomię pipety jednokanałowe Transferpette® S są wygodne zarówno dla użytkowników prawo- jak i leworęcznych. Tłok i zrzutnik końcówek są odporne na korozję.

Pipeta Transferpette® S gwarantuje pewny chwyt, dzięki czemu możliwa jest **obsługa jedną ręką**, w tym czynności tj. ustawienie objętości, pipetowanie, zrzucanie końcówek. Każdy model pipety posiada również system Easy Calibration, który czyni kalibrację niezwykle prostą i możliwą do wykonania bez użycia narzędzi. Kod barwny umieszczony na pipecie umożliwia łatwy wybór właściwej końcówki. Znaczniki identyfikacyjne pozwalają oznaczać i personalizować pipety w laboratorium. Mogą być w łatwy sposób wymieniane i dostosowywane do własnych potrzeb.

Cechy charakterystyczne:

- niski opór tłoka,
- brak możliwości zmiany pojemności gwarantujący pewne i intuicyjne pipetowanie,
- kodowanie barwne przycisków umożliwiające łatwy dobór odpowiednich końcówek,
- możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C (20 min),
- dostępność w 9 pojemnościach od 10 µl do 2000 µl,
- obsługa jedną ręką dla prawo- i leworęcznych,
- prosta kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration,
- wąski trzonek ułatwia pobieranie próbek z wąskich naczyń (np. probówki wirówkowe),
- odporność na działanie promieniowania UV.

Dostawa obejmuje: pipetę Transferpette® S, uchwyt półkowy, 2 znaczniki identyfikacyjne, smar silikonowy do pipet, kilka szt. końcówek, instrukcję obsługi, deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości.