




Zestawy startowe pipet Transferpette[®] S



Ekonomiczne zestawy pipet jednokanałowych Transferpette[®] S firmy Brand. W zależności od zestawu znajduje się w nim 3 lub 5 pipet Transferpette[®] S o różnych objętościach. Zestawy „Package 1” i „Package 2” dodatkowo zawierają statyw karuzelowy na 6 pipet.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Nr producenta
	K-2141	Zestaw startowy pipet Transferpette [®] S	Micro	705890
	K-2142	Zestaw startowy pipet Transferpette [®] S	Midi	705891
	K-2143	Zestaw startowy pipet Transferpette [®] S	Macro	705892
	K-2144	Zestaw startowy pipet Transferpette [®] S	Standard	705893
	K-2147	Zestaw startowy pipet Transferpette [®] S	Package 1	705896
	K-2148	Zestaw startowy pipet Transferpette [®] S	Package 2	705897

Opis

Ekonomiczne zestawy [pipet jednokanałowych Transferpette[®] S](#) firmy [Brand](#). Dostawa obejmuje trzy lub pięć pipet Transferpette[®] S o różnych zakresach objętości. Zestawy „Package 1” i „Package 2” posiadają [statyw karuzelowy na 6 pipet](#).

Poniżej zestawienie i zawartość wszystkich zestawów:

Nr-Art.	Wersja	Zawartość
K-2141	Micro	- 3 x pipeta jednokanałowa: D-2,5 (0,1-2,5 µl), D-10 (0,5-10 µl), D-100 (10-100 µl) - 3 x uchwyt półkowy na 1 pipetę

Nr-Art.	Wersja	Zawartość
K-2142	Midi	- 3 x pipeta jednokanałowa: D-20 (2-20 µl), D-200 (20-200 µl), D-1000 (100-1000 µl) - 3 x uchwyt półkowy na 1 pipetę
K-2143	Macro	- 3 x pipeta jednokanałowa: D-1000 (100-1000 µl), D-5000 (500-5000 µl), D-10000 (1000-10000 µl) - 3 x uchwyt półkowy na 1 pipetę
K-2144	Standard	- 3 x pipeta jednokanałowa: D-10 (0,5-10 µl), D-100 (10-100 µl), D-1000 (100-1000 µl) - 3 x uchwyt półkowy na 1 pipetę
K-2147	Package 1	- 5 x pipeta jednokanałowa: D-2,5 (0,1-2,5 µl), D-10 (0,5-10 µl), D-20 (2-20 µl), D-200 (20-200 µl), D-1000 (100-1000 µl) - 1 x statyw karuzelowy na 6 pipet
K-2148	Package 2	- 5 x pipeta jednokanałowa: D-10 (0,5-10 µl), D-100 (10-100 µl), D-200 (20-200 µl), D-1000 (100-1000 µl), D-5000 (500-5000 µl) - 1 x statyw karuzelowy na 6 pipet