




Statyw karuzelowy do pipet Transferpette[®] S



Obrotowy statyw mogący pomieścić 6 pipet Transferpette[®] S firmy Brand. Pasuje także do pipet wielokanałowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-2170	Statyw karuzelowy na 6 pipet Transferpette [®] S	704807

Opis

Statyw karuzelowy firmy Brand, mogący pomieścić nawet 6 pipet Transferpette[®] S. Pasuje zarówno pipet jedno- jak i wielokanałowych. Pozwala zaoszczędzić miejsce w laboratorium i umożliwia wygodne i bezpieczne przechowywanie pipet.