

**Tygle porcelanowe - glazurowane - niskie**



Tygiel porcelanowy niski czeskiej marki Jipo. Odporny na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury (do 1000°C).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Powierzchnia	Typ	Pojemność	Śr. górna	Wysokość	Szt./Op.
	S-1702	Tygiel porcelanowy - niski	glazurowany	1/30	5 ml	30 mm	19 mm	1 szt.
	S-1703	Tygiel porcelanowy - niski	glazurowany	1/35	10 ml	35 mm	22 mm	1 szt.
	S-1704	Tygiel porcelanowy - niski	glazurowany	1/40	17 ml	40 mm	25 mm	1 szt.
	S-1705	Tygiel porcelanowy - niski	glazurowany	1/45	21 ml	45 mm	28 mm	1 szt.
	S-1706	Tygiel porcelanowy - niski	glazurowany	1/50	34 ml	50 mm	32 mm	1 szt.
	S-1707	Tygiel porcelanowy - niski	glazurowany	1/60	62 ml	60 mm	38 mm	1 szt.
	S-1708	Tygiel porcelanowy - niski	glazurowany	1/70	91 ml	70 mm	44 mm	1 szt.

**Opis**

Tygiele porcelanowy niski wykonany z wysokiej jakości czeskiej porcelany odpornej na działanie kwasów, zasad i wysokiej temperatury.

Dzięki pokryciu glazurą tygle są odporne na działanie temperatury do 1000°C.

Produkt jest wykonany zgodnie z normą ISO 1772, DIN 12 904.