



**Probówki do PCR w paskach - 12-stanowiskowe - bez zatyczek- poj. 0,2 ml**



Probówki do PCR w paskach 12-stanowiskowych, wykonane z PP. Pojemność każdej probówki: 0,2 ml. Oryginalny produkt firmy Brand.

**Uwaga: zmiana wielkości opakowania ze 125 szt. na 80 szt.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0376	Probówki w paskach 12-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	przezroczyste	781280	80 szt.
	K-0377	Probówki w paskach 12-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	różowe	781281	80 szt.
	K-0378	Probówki w paskach 12-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	żółte	781282	80 szt.
	K-0379	Probówki w paskach 12-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	zielone	781283	80 szt.
	K-0380	Probówki w paskach 12-stanowiskowych, poj. 0,2 ml, bez zatyczek	niebieskie	781284	80 szt.

**Opis**

Probówki do PCR w paskach 12-stanowiskowych, wykonane z PP. Pojemność każdej probówki: 0,2 ml. Oryginalny produkt firmy Brand.

Pasują do nich zatyczki w paskach 12-stanowiskowych o [nr art. K-0381 i nast.](#)