

## Zatyczki w paskach do próbek do PCR - 12- stanowiskowe



Zatyczki do próbek do PCR w paskach 12-stanowiskowych. Wykonane z PP. Zapewniają znakomitą szczelność w czasie cykli PCR. Wypukłe.

**Uwaga: zmiana wielkości opakowania ze 125 szt. na 80 szt.**

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0382	Zatyczki do próbek w paskach 12-stanowiskowych	różowe	781291	80 szt.
	K-0383	Zatyczki do próbek w paskach 12-stanowiskowych	żółte	781292	80 szt.
	K-0384	Zatyczki do próbek w paskach 12-stanowiskowych	zielone	781293	80 szt.
	K-0385	Zatyczki do próbek w paskach 12-stanowiskowych	niebieskie	781294	80 szt.
	K-0381	Zatyczki do próbek w paskach 12-stanowiskowych	przezroczyste	781290	80 szt.

### Opis

Zatyczki do próbek do PCR w paskach 12-stanowiskowych. Wykonane z PP. Zapewniają znakomitą szczelność w czasie cykli PCR. Wypukłe.

Pasują do próbek w paskach 12-stanowiskowych o [nr art. K-0376 i nast.](#)