




Moździerz porcelanowy z tłuczkiem

Moździerz porcelanowy z tłuczkiem. Wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany. Tłuczek posiada chropowatą końcówkę.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Górna średnica	Dolna średnica	Wysokość	Tłuczek śr./dług.
	S-1522	Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem	50 ml	80 mm	44 mm	41 mm	26/90 mm

Opis

Moździerz porcelanowy z tłuczkiem. Wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany. Tłuczek posiada chropowatą końcówkę.