





**Probówki w paskach - 8-stanowiskowe, High Profile - połączone z indywidualnymi zatyczkami Flat Optical Caps - poj. 0,2 ml**

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, High Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Flat Optical Caps. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-712130	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe, High Profile	bezbarwne	w worku (120 pasków)
	A-712139	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe, High Profile - sterylne	bezbarwne	w worku (120 pasków)

**Opis**

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, High Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Flat Optical Caps. Wolne od DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).