

**Zatyczki w paskach do probówek do PCR,
 wypukłe - 8-stanowiskowe**



125 pasków po 8 pokrywek (wypukłe pokrywki). Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-711046	Pokrywki w paskach (wypukłe, 8-stanowisk.)	fioletowe	1 worek (125 pasków)
	A-711040	Pokrywki w paskach (wypukłe, 8-stanowisk.)	bezbarwne	1 worek (125 pasków)
	A-711041	Pokrywki w paskach (wypukłe, 8-stanowisk.)	czerwone	1 worek (125 pasków)
	A-711042	Pokrywki w paskach (wypukłe, 8-stanowisk.)	niebieskie	1 worek (125 pasków)
	A-711043	Pokrywki w paskach (wypukłe, 8-stanowisk.)	zielone	1 worek (125 pasków)
	A-711044	Pokrywki w paskach (wypukłe, 8-stanowisk.)	żółte	1 worek (125 pasków)
	A-711640	Pokrywki w paskach (wypukłe, 8-stanowisk.)	sterylne, bezbarwne	5 worków po 25 pasków
	A-711048	Pokrywki w paskach (wypukłe, 8-stanowisk.)	różnokolorowe	5 worków po 25 pasków

Opis

125 pasków po 8 pokrywek (wypukłe pokrywki). Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (125 pasków 8-stanowiskowych).