

## Zatyczki w paskach do probówek do PCR, płaskie Optical Clear - 8-stanowiskowe



125 pasków po 8 pokrywek Optical Clear Flat Caps. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-711050	Pokrywki w paskach (płaskie, 8-stanowisk.)	bezbardne	1 worek (125 pasków)

### Opis

125 pasków po 8 pokrywek Optical Clear Flat Caps. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w woreku (125 pasków 8-stanowiskowych).

Nie nadają się do Nr-Art. A-710950 ani do probówek w paskach z linii Premium.