



**Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - bez zatyczek - poj. 0,2 ml**

125 pasków po 8 probówek w kształcie litery V. High Profile. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-711030	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe	bezbbarwne	1 worek (125 pasków)
	A-711031	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe	czerwone	1 worek (125 pasków)
	A-711032	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe	niebieskie	1 worek (125 pasków)
	A-711033	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe	zielone	1 worek (125 pasków)
	A-711034	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe	żółte	1 worek (125 pasków)
	A-711036	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe	fioletowe	1 worek (125 pasków)
	A-711630	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe	sterylne, bezbarwne	5 worków po 25 pasków
	A-711038	Probówki w paskach 0,2 ml, 8-stanowiskowe	różnokolorowe	5 worków po 25 pasków

**Opis**

125 pasków po 8 probówek w kształcie litery V. High Profile. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

**Opakowanie:** w worku (125 pasków 8-stanowiskowych).