


Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - połączone z indywidualnymi zatyczkami Optical Caps, Low Profile - poj. 0,1 ml

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Optical Caps. Matowa powierzchnia zewnętrzna. Wolne od DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-712190	Probówki w paskach 0,1 ml, 8-stanowiskowe, Low Profile	bezbarwne	w worku (120 pasków)

Opis

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile, połączone z pojedynczymi pokrywkami Optical Caps. Matowa powierzchnia zewnętrzna. Wolne od DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).