

Zatyczki w paskach do probówek do PCR, wypukłe - 12-stanowiskowe



80 pasków po 12 pokrywek (wypukłe pokrywki). Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-711070	Pokrywki w paskach (wypukłe, 12-stanowisk.)	bezbarwne	1 worek (80 pasków)
	A-711071	Pokrywki w paskach (wypukłe, 12-stanowisk.)	czerwone	1 worek (80 pasków)
	A-711072	Pokrywki w paskach (wypukłe, 12-stanowisk.)	niebieskie	1 worek (80 pasków)
	A-711073	Pokrywki w paskach (wypukłe, 12-stanowisk.)	zielone	1 worek (80 pasków)
	A-711074	Pokrywki w paskach (wypukłe, 12-stanowisk.)	żółte	1 worek (80 pasków)
	A-711076	Pokrywki w paskach (wypukłe, 12-stanowisk.)	fioletowe	1 worek (80 pasków)
	A-711670	Pokrywki w paskach (wypukłe, 12-stanowisk.)	sterylne, bezbarwne	5 worków po 16 pasków
	A-711078	Pokrywki w paskach (wypukłe, 12-stanowisk.)	różnokolorowe	5 worków po 16 pasków

Opis

80 pasków po 12 pokrywek (wypukłe pokrywki). Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (80 pasków 12-stanowiskowych).