



## Moździerz ze stali szlachetnej z tłuczkiem

Moździerz wykonany ze stali szlachetnej 18/8, z masywnym tłuczkiem. Odporny na mycie w zmywarce. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1143	Moździerz ze stali szlachetnej z tłuczkiem

### Opis

Moździerz wykonany ze stali szlachetnej 18/8, z masywnym tłuczkiem. Odporny na mycie w zmywarce. Autoklawowalny.

**Wymiary naczynia:** Ø 12,2 cm, wysokość 8,0 cm.

**Wymiary tłuczka:** Ø 4,0 cm, wysokość 18,0 cm.

**Ciężar:** ok. 250 g.