



Probówki w paskach - 8-stanowiskowe, Kombi - połączone z indywidualnymi zatyczkami - poj. 0,2 ml

120 pasków po 8 probówek połączonych z pokrywkami w jednym pasku. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Szt./Op. |
|-----------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | A-711680 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | sterylne, bezbarwne | w worku (5 worków po 24 paski) |
| | A-710980 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | bezbarwne | w worku (120 pasków) |
| | A-710981 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | czerwone | w worku (120 pasków) |
| | A-710982 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | niebieskie | w worku (120 pasków) |
| | A-710983 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | zielone | w worku (120 pasków) |
| | A-710984 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | żółte | w worku (120 pasków) |
| | A-710986 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | fioletowe | w worku (120 pasków) |
| | A-710988 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2 ml | różnokolorowe | w worku (5 worków po 24 paski) |

Opis

120 pasków po 8 probówek połączonych z pokrywkami w jednym pasku. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).