


















Butelki laboratoryjne Duran Protect - o poj. 10 ml - 20 l



Butelki ze szkła DURAN, pokryte ochronną powłoką z tworzywa sztucznego (PU). Powłoka chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi, a w przypadku stłuczenia butelki, minimalizuje utratę cieczy, nie dopuszczając do rozprysnięcia się szkła. Spełniają normę ISO 4796-1. Z możliwością zamrażania w min. -30°C. Autoklawowalne. Butelki dostarczane są bez zakrętek i pierścieni wylewowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Gwint	Śr.zew.	Wysokość
	G-2551	Butelka laboratoryjna Duran® protect	10 ml	GL25	36 mm	50 mm
	G-2552	Butelka laboratoryjna Duran® protect	25 ml	GL25	36 mm	70 mm
	G-2553	Butelka laboratoryjna Duran® protect	50 ml	GL32	46 mm	87 mm
	G-2554	Butelka laboratoryjna Duran® protect	100 ml	GL45	56 mm	100 mm
	G-2555	Butelka laboratoryjna Duran® protect	150 ml	GL45	62 mm	110 mm
	G-2556	Butelka laboratoryjna Duran® protect	250 ml	GL45	70 mm	138 mm
	G-2557	Butelka laboratoryjna Duran® protect	500 ml	GL45	86 mm	176 mm
	G-2558	Butelka laboratoryjna Duran® protect	750 ml	GL45	95 mm	203 mm
	G-2559	Butelka laboratoryjna Duran® protect	1000 ml	GL45	101 mm	225 mm
	G-2560	Butelka laboratoryjna Duran® protect	2000 ml	GL45	136 mm	260 mm
	G-2561	Butelka laboratoryjna Duran® protect	3500 ml	GL45	160 mm	295 mm
	G-2562	Butelka laboratoryjna Duran® protect	5000 ml	GL45	182 mm	330 mm
	G-2563	Butelka laboratoryjna Duran® protect	10000 ml	GL45	228 mm	410 mm
	G-2564	Butelka laboratoryjna Duran® protect	15000 ml	GL45	268 mm	445 mm
	G-2565	Butelka laboratoryjna Duran® protect	20000 ml	GL45	289 mm	505 mm

Opis

Butelki wykonane ze szkła DURAN, pokryte dodatkową **powłoką polimerową (PU)**. Powłoka chroni przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi lub odpryskami. W przypadku stłuczenia butelki, minimalizuje utratę cieczy, nie dopuszczając do rozprysnięcia się szkła. Butelki Duran Protect spełniają normę ISO 4796-1. Odporne na działanie promieniowania mikrofalowego. Autoklawowalne do **+135°C**. Z możliwością zamrażania w temperaturze **-30°C**. Butelki DURAN Protect dostępne są w wielu pojemnościach: od 10 ml do aż 20 litrów. Modele o najmniejszych pojemnościach – 10 i 25 ml mają specjalnie wykończony brzeg, umożliwiający wygodne wylewanie cieczy bez konieczności używania pierścienia wylewowego. Butelki laboratoryjne Duran Protect doskonale sprawdzą się do przechowywania niebezpiecznych lub cennych próbek.

Butelki dostarczane są bez zakrętek i pierścieni wylewowych. Gama zakrętek do butelek z gwintem DURAN obejmuje: [kolorowe zakrętki z PP](#), wytrzymałe zakrętki Duran wykonane z PBT ([bez otworu](#) lub [z otworem](#)), [zakrętki z membraną](#), dedykowane do przemysłu farmaceutycznego [zakrętki Duran Premium](#) oraz [zakrętki z pierścieniem plombującym](#).