



Lejki Büchnera porcelanowe



Lejki porcelanowe według Büchnera. Glazurowane na biało.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. wew.	Śr. papieru filtr.
	E-1480	Lejek Büchnera	70 ml	62 mm	55 mm
	E-1481	Lejek Büchnera	120 ml	77 mm	70 mm
	E-1482	Lejek Büchnera	240 ml	97 mm	90 mm
	E-1483	Lejek Büchnera	400 ml	116 mm	110 mm
	E-1484	Lejek Büchnera	600 ml	130 mm	125 mm
	E-1485	Lejek Büchnera	1000 ml	156 mm	150 mm
	E-1486	Lejek Büchnera	2000 ml	192 mm	185 mm

Opis

Lejki porcelanowe według Büchnera. Glazurowane na biało.