



Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - bez zatyczek - poj. 0,2 ml

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, „High Profile Classic”.
 Odpowiednie do RT-PCR. Pasują do nich zamknięcia: [Nr-Art. A-712100](#) lub [A-712110](#).
 Probówki o Nr-Art. A-712030 są wolne od DNaz i RNaz.
Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-712030	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe „High Profile Classic”	bezbarwne	w worku (120 pasków)
	A-712039	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe „High Profile Classic”	sterylne, bezbarwne	w worku (120 pasków)

Opis

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, „High Profile Classic”.
 Odpowiednie do RT-PCR. Pasują do nich zamknięcia: [Nr-Art. A-712100](#) lub [A-712110](#). Probówki o Nr-Art. A-712030 są wolne od DNaz i RNaz.
Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).