




Probówki do PCR w paskach - 8-stanowiskowe - bez zatyczek - poj. 0,1 ml

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile. Wyjątkowo mocne. Odpowiednie do RT-PCR. Wolne od DNaz i RNaz. Pasują do termocyklerów LC 480.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-712150	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe Low Profile, wyjątkowo mocne	bezbarwne	w worku (120 pasków)
	A-712160	Probówki w paskach, 8-stanowiskowe Low Profile, wyjątkowo mocne	białe	w worku (120 pasków)

Opis

Probówki w paskach, 8-stanowiskowe, Low Profile. Wyjątkowo mocne. Odpowiednie do RT-PCR. Wolne od DNaz i RNaz. Kompatybilne z LightCycler® 480.

Opakowanie: w worku (120 pasków 8-stanowiskowych).