



Probówki do PCR w paskach - 12-stanowiskowe - bez zatyczek - poj. 0,1 ml

Probówki w paskach, 12-stanowiskowe, Low Profile. Wyjątkowo mocne. Odpowiednie do RT-PCR i LC480. Wolne od DNaz i RNaz.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Szt./Op. |
|---|----------|--|-----------|---------------------|
|  | A-712181 | Probówki w paskach, 12-stanowiskowe Low Profile, wyjątkowo mocne | białe | w worku (80 pasków) |
|  | A-712180 | Probówki w paskach, 12-stanowiskowe Low Profile, wyjątkowo mocne | bezbarwne | w worku (80 pasków) |

Opis

Probówki w paskach, 12-stanowiskowe, Low Profile. Wyjątkowo mocne. Odpowiednie do RT-PCR i LC480. Wolne od DNaz i RNaz.

Pasujące pokrywki: [A-712171](#).

Opakowanie: w worku (80 pasków 12-stanowiskowych)