

Skalpel z wymiennymi ostrzami



Skalpel posiada aluminiowy trzonek. Nasadka ochronna wykonana z tworzywa sztucznego. Stalowe ostrza wymienne są ostre i idealnie nadają się do precyzyjnego cięcia. W komplecie zawarte są 4 ostrza szpiczaste (**B-0438**).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj ostrzy	Szt./Op.
	B-0438	Skalpel z wymiennymi ostrzami	4 ostrza szpiczaste	1 zestaw
	B-0439	Ostrza zapasowe	ostrze szpiczaste	10 szt.
	B-0440	Ostrza zapasowe	ostrze zaokrąglone	10 szt.

Opis

Skalpel posiada aluminiowy trzonek. Nasadka ochronna wykonana z tworzywa sztucznego. Stalowe ostrza wymienne są ostre i idealnie nadają się do precyzyjnego cięcia. W komplecie zawarte są 4 ostrza szpiczaste (**B-0438**).

Długość: 148 mm.

Zapasowe ostrza dostępne są w dwóch rodzajach:

- szpiczaste (nr art. B-0439),
- zaokrąglone (nr art. B-0440).