


## Zatyczki w paskach do probówek mikrotitracyjnych - 8-stanowiskowe



Pokrywki w paskach 8-stanowiskowych. Wykonane z polietylenu. Sterylne. Przeznaczone do zamykania probówek mikrotitracyjnych o poj. 1,2 ml. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów. Nie nadają się do autoklawowania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710421	Pokrywki w paskach do probówek mikrotitracyjnych, sterylne	bezbarwne	w worku (10 worków po 12 pasków)

### Opis

Pokrywki w paskach 8-stanowiskowych. Wykonane z polietylenu. Sterylne. Przeznaczone do zamykania probówek mikrotitracyjnych o poj. 1,2 ml. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP i pirogenów. Nie nadają się do autoklawowania.