



## Mikronożyce

**Hammacher**  
 Instrumente

**Wyjątkowo lekkie mikronożyce, typ „Vannas”.** Dwa modele. Wykonane ze stali CrNi 18/8. Długość cięcia wynosi 8,5 mm.

**Długość całkowita:** 80 mm.

**Mikronożyce, typ „Castroviejo”.** Wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze szpiczastą końcówką, bocznie wyprofilowane. Długość cięcia wynosi 10 mm.

**Długość całkowita:** 100 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość
	1-1815	Mikronożyce, typ "Vannas", wyjątkowo lekkie, proste	80 mm
	1-1816	Mikronożyce, typ "Vannas", wyjątkowo lekkie, wygięte	80 mm
	1-1817	Mikronożyce, typ "Castroviejo", szpiczaste, bocznie wyprofilowane	100 mm

### Opis

**Wyjątkowo lekkie mikronożyce, typ „Vannas”.** Dwa modele. Wykonane ze stali CrNi 18/8. Długość cięcia wynosi 8,5 mm.

**Długość całkowita:** 80 mm.

**Mikronożyce, typ „Castroviejo”.** Wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze szpiczastą końcówką, bocznie wyprofilowane. Długość cięcia wynosi 10 mm.

**Długość całkowita:** 100 mm.