




## Krioprobówki z PP - 3 ml

**ratiolab**<sup>®</sup>

Krioprobówki niesterylne, wykonane z polipropylenu. Z nadrukowaną białą skalą i polem do opisu. Z gwintem zewnętrznym, wyposażone w zakrętkę. Samostojące.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Gwint	Śr. x wys.	Szt./Op.
	W-2058	Krioprobówki z PP	samostojące	3 ml	zewnętrzny	12,3 x 71 mm	500 szt.

### Opis

Krioprobówki niesterylne, wykonane z polipropylenu. Z nadrukowaną białą skalą i polem do opisu. Z gwintem zewnętrznym, wyposażone w zakrętkę. Samostojące.

**Produkt niedostępny.**