



Oryginalny szczyrek szwajcarski

Dostępne są 2 modele:

Model Schlüsselbund, czerwony



Długość: ok. 60 mm.

Zawiera: nóż, pilnik, nożyczki, pincetę i wykałaczkę.

Model Victorinox, duży, czerwony

Długość: ok. 90 mm.

Zawiera: długi i krótki nóż, otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, brzeszczot, szydełko i korkociąg.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|--|---------|--|
|  | 2-7140 | Szwajcarski szczyrek, model Schlüsselbund |
|  | 2-7141 | Szwajcarski szczyrek, model Victorinox, duży |

Opis

Dostępne są 2 modele:

Model Schlüsselbund, czerwony

Długość: ok. 60 mm.

Zawiera: nóż, pilnik, nożyczki, pincetę i wykałaczkę.

Model Victorinox, duży, czerwony

Długość: ok. 90 mm.

Zawiera: długi i krótki nóż, otwieracz do butelek, otwieracz do puszek, brzeszczot, szydełko i korkociąg.